



Ficha Técnica

Technical Data Sheet

Espéculo Vaginal

Descripción / Description

Uso previsto / Intended use

Composición / Composition

Características / Features

Gestión de calidad / Quality management

Información comercial / Commercial information

Precauciones / Warnings

Vida útil / Shelf life

Simbología aplicable / Applicable symbols

Espéculo vaginal / Plastic tape.

El espejulo vaginal se utiliza para realizar exámenes o procedimientos diagnósticos y terapéuticos de cavidades corporales manteniendo abiertos sus orificios de entrada. **Uso ginecológico / Vaginal speculum is used to perform diagnostic and therapeutic examinations or procedures of body cavities by keeping their entrance orifices open. Gynaecological use.**

Material plástico de alta densidad / Plastic material .

Libre de latex / Latex free .

Estéril mediante oxido de etileno / Ethylene oxide sterilisation

Hipoalergénico / Hypoallergenic.

Transparente que ofrece una mejor visibilidad al medico/ Transparent offering better visibility for the doctor

Gracias a un sistema de muescas en el gancho el bloqueo de las valvas es rápido y preciso/ Thanks to a system of notches in the hook, the locking of the shells is fast and precise.

Producto sanitario de Clase Is (estéril) según el anexo VIII del Reglamento 2017/745 de productos sanitarias / Class Is (steril) of medical device according to Annex VIII of Regulation 2017/745 of medical devices.

Marcado CE en cada envase / CE marking on each packaging level.

Código / Code	Medidas / Sizes	Unidades / Units
20500	Talla M 98x28x28	100

Almacenar en sitio fresco y seco, fuera del alcance de la luz solar y otras fuentes de calor / Store in a cool, dry place, away from direct sunlight and other heat sources.

2 años / 2 years

