


Tabla Comparativa

CON CABLES/INALÁMBRICO	
CONFIGURACIÓN DE PROGRAMAS	
CANALES	Número de canales de estimulación
CATEGORIAS DE PROGRAMAS	TIPO DE PROGRAMAS
REHABILITACIÓN I	Atrofia, Fortalecimiento, Reforzamiento, Punto motor...
ALIVIO DEL DOLOR I	Tens Gate Control, Endorfinas...
VASCULAR	Piernas pesadas, Capilarización...
FORMA FÍSICA I	Resistencia, Fortalecimiento, Recuperación...
REHABILITACIÓN II	LCA, Manguito de los Rotadores, Estabilización...
ALIVIO DEL DOLOR II	Dolor Lumbar, Dolor Cervical, Epicondilitis...
NEUROREHABILITACIÓN	Espasticidad, Pie y Hombro Hemipléjico...
FORMA FÍSICA II	Resistencia, Fuerza Explosiva, Masaje...
INCONTINENCIA	Por Estrés, Urgencia, Mixta, Prevención Postparto...
DENERVADOS	Parcial y Total, Automática y Manual...
CORRIENTE DIRECTA	Iontoforesis, Edema, Hiperhidrosis...
FUNCIONES ADICIONALES	
2+2 + OPCIÓN TENS	Combina 2 programas diferentes
LÁPIZ PUNTO MOTOR	Localiza el punto motor del músculo para una correcta colocación del electrodo
SALTAR	Pasar directamente a la fase siguiente
PROGRAMACIÓN	Crea sus propios programas
MI-SCAN	Personaliza la estimulación aportando comodidad y eficacia
MI-TENS	Actúa de forma efectiva por debajo del umbral motor del músculo
MI-RANGE	Actúa de forma efectiva en la intensidad adecuada para programas de baja frecuencia
MI-ACTION	Sesiones activas con contracciones activas detectadas por la unidad
MULTI-SESSIONS™	2 mandos a distancia + Estación base para gestionar varias sesiones independientemente
PULSADOR	Inicia fase de trabajo voluntario
SOFTWARE	Crea listas de paciente e historial
BÚSQUEDA AUTOMÁTICA RAMPA	Denervación parcial
GARANTÍA	3 años



REHAB	THETA	PHYSIO	WIRELESS PRO 2CH STANDARD	WIRELESS PRO 4CH STANDARD	WIRELESS PRO 4CH FULL	
Con Cables	Con Cables	Con Cables	Inalámbrico	Inalámbrico	Inalámbrico	
Estándar	Completo	Óptimo	Estándar	Estándar	Óptimo	
4	4	4	2 Módulos	4 Módulos	4 Módulos	
X	X	X	X	X	X	ESTÁNDAR
X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	
	X	X			X	COMPLETO
	X	X			X	
	X	X			X	
	X	X			X	
		X				ÓPTIMO
		X				
		X				
X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	
Mi-ready	2 Mi-cables	4 Mi-cables	2 Canales	4 Canales	4 Canales	
Mi-ready	2 Mi-cables	4 Mi-cables	2 Canales	4 Canales	4 Canales	
Mi-ready	2 Mi-cables	4 Mi-cables	2 Canales	4 Canales	4 Canales	
Mi-ready	2 Mi-cables	4 Mi-cables	2 Canales	4 Canales	4 Canales	
				X	X	
	X	X			X	
			X	X	X	
		X				

WIRELESS PRO es el dispositivo de electroterapia actual más avanzado, que ofrece una mayor facilidad de uso y comodidad mientras ahorra espacio y tiempo para optimizar el tratamiento del paciente. Ofrece una nueva forma de estimulación sin restricciones que le permite a usted y a su paciente una total libertad de movimientos facilitando la manipulación del paciente y combinar ejercicios diferentes.

Concepto MULTI-SESSIONS

Descubra la tecnología MULTI-SESSIONS de los WIRELESS PRO en los dispositivos de 4 canales. Cuatro módulos, 2 mandos a distancia y una estación base inteligente que permite sincronizar módulos y mandos a distancia para gestionar de forma independiente varias sesiones simultáneamente. Posibilidad de añadir controles remotos / módulos.